


SCHEDA TECNICA

Codice	W8562
Descrizione	CEROTTI WATERPROOF DETECTABILI VISIBILI AI RAGGI X EXTRA LONG – 180x20 MM



L'uso di cerotti blu è un requisito nell'industria alimentare, in quanto in caso di contaminazione sono ben visibili già a vista d'occhio grazie al loro colore. Ma i cerotti detectabili vanno anche oltre, in quanto sono visibili ai raggi X e aiutano a prevenire la contaminazione da corpi esterni. Contengono infatti una **striscia in alluminio che li rende visibili dai sistemi di rilevazione standard**. Contengono inoltre un film in polietilene resistente all'acqua, che li rende durevoli e resistenti.



Composizione dei cerotti visibili ai raggi X:

Supporto blu: composto da PE idrorepellente.

Il colore blu garantisce che vengano notati immediatamente, qualora malauguratamente si staccassero.

Pellicola non adesiva: Garantisce che il cuscinetto non si attacchi alla ferita.

Pellicola protettiva: Protegge da sporco e polvere.

Adesivo ipoallergenico: Grazie al forte adesivo, ipoallergenico e dunque con limitatissime probabilità di generare una reazione allergica, restano a posto in circostanze estreme come quelle del settore alimentare e grandi cucine.

Pellicola in alluminio: Garantisce che vengano rilevati nel processo di produzione.

Filo rilevabile ai raggi X: Garantisce che siano visibili ai rilevatori di raggi X.

Cuscinetto assorbente

Ultimo aggiornamento: 05.09.25

Caratteristiche	<p>Realizzato in PE idrorepellente, Waterproof, visivamente e magneticamente rilevabile grazie al colore blu e alla pellicola di alluminio al suo interno. Contiene un filo rilevabile ai raggi-x sotto il cuscinetto.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Adesivo ipoallergenico ✓ Latex free ✓ Impermeabile ✓ Protegge da batteri e virus ✓ Visibile ai raggi X ✓ Rispetta gli standard HACCP, IFS e BRC.
Materiale	Polietilene.
Dimensioni	Extra Long: 180x20 mm.
Colori disponibili	Blu.
Confezione	100 pz.
Applicazione	Da utilizzare per chiudere ermeticamente le ferite sulle dita. Grazie alla sua lunghezza il cerotto può essere arrotolato al dito 2 volte per una protezione extra.
Consigli per l'uso	Prima di usare il prodotto è consigliabile testarlo sul proprio sistema di rilevazione e verificarne la regolazione impostata.

Dichiarazione di esclusione di responsabilità

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica hanno uno scopo informativo e si basano su dati forniti dai produttori e sono da considerarsi accurate al momento della pubblicazione. È responsabilità dell'utilizzatore verificare l' idoneità del prodotto rispetto allo specifico impiego previsto. Wirfly declina ogni responsabilità per usi impropri o non conformi alle istruzioni fornite. La presente dichiarazione resta valida fino a eventuali modifiche nella composizione o nel processo produttivo del prodotto, che ne possano influenzare la conformità.

Ultimo aggiornamento: 05.09.25