

SCHEMA TECNICA

Cod. MB301-76 - T.N.T. NEW BACTY BLUE 76 gr. ANTIBATTERICO rotolo kg.2

Cod. MB301-76F - T.N.T. NEW BACTY BLUE 76 gr. ANTIBATTERICO F.to cm. 40x50 conf. 4x72 pz.

DESCRIZIONE

BACTY 76 è un tessuto non tessuto molto resistente ad alto potere assorbente che, grazie alla sua particolare trama, facilita la rimozione dello sporco grasso trattenendolo al suo interno. Durante le varie fasi di produzione, il panno **BACTY 76**, viene trattato con un binder contenente **ioni di ARGENTO***, che gli conferiscono una forte azione batteriostatica, bloccando lo sviluppo di batteri, rispetto ad un normale panno di cotone e spugne. I panni **BACTY 76**, anche dopo diversi cicli di utilizzo mantengono le loro caratteristiche strutturali. Possono essere lavati numerose volte anche in lavatrice. **BACTY 76** è particolarmente indicato nel settore alimentare per la pulizia di attrezzature e piani di lavoro, nelle mense, catering, cucine, imprese di pulizia, etc. **BACTY 76** è certificato per il contatto con gli alimenti.



Le informazioni ivi contenute, sono destinate a Personale qualificato all'igiene professionale e si basano sulle nostre conoscenze attuali. Il prodotto deve essere usato per le funzioni specifiche riportate, non si risponde, in alcun modo, a conseguenze derivanti da uso improprio o non conforme alle indicazioni riportate nell'etichetta.

FORMATI

	g/m2										
20160.1B0016	75	BLU	1	40 x 50 PIEGATI	4 Blis.- 72 pz.	288	1	24			
	g/m2										
20160.1B0002	75	BLU	1	30 x 40	5 Box - 90 pz.	450	5	24			
	g/m2										
20160.2B000	75	BLU	1	26 x 40	2	250	100	25	7,6	2	42
	g/m2										
20160.2B0003	75	BLU	1	26 x 40	2	250	100	25	7,6	1	72

CARATTERISTICHE



Alta assorbenza



Alta morbidezza



Assorbe 6 volte
il suo peso



Assorbimento oli



Ottima resistenza
alle abrasioni



Estrema resistenza
agli strappi



Velocità di
Assorbimento

TOLLERANZA ± 5%

SETTORI



Agro-alimentare



Mense



Ristorazione



Pulizia
Professionale



Medico
Sanitario



Le informazioni ivi contenute, sono destinate a Personale qualificato all'igiene professionale e si basano sulle nostre conoscenze attuali. Il prodotto deve essere usato per le funzioni specifiche riportate, non si risponde, in alcun modo, a conseguenze derivanti da uso improprio o non conforme alle indicazioni riportate nell'etichetta.

Tessuto non tessuto : smaltire il prodotto secondo la destinazione d'uso e le relative normative locali vigenti.

Imballi :

Dispenser : PAP 21 , raccolta differenziata ,verifica le disposizioni del tuo comune

Anima rotolo: _PAP 21 _ raccolta differenziata , verifica le disposizioni del tuo comune

Pellicola protettiva : LD PE 4, raccolta differenziata ,verifica le disposizioni del tuo comune

Cartone : _PAP 20_ raccolta differenziata ,verifica le disposizioni del tuo comune

Pallet : FOR 50_raccolta differenziata , verifica le disposizioni del tuo comune

Le informazioni ivi contenute, sono destinate a Personale qualificato all'igiene professionale e si basano sulle nostre conoscenze attuali. Il prodotto deve essere usato per le funzioni specifiche riportate, non si risponde, in alcun modo, a conseguenze derivanti da uso improprio o non conforme alle indicazioni riportate nell'etichetta.

SCHEDA TECNICA

WIRFLY S.R.L.				NOME ARTICOLO : BACTY BLUE 76				
COMPOSIZIONE : 55% VISCOSA 35 % POLIESTERE+10% BINDER				ASPETTO SUPERFICIE A FORO APERTO , COLORI : WAVY BIANCO/AZZURRO				
LOTTO: N.A.				DATA : 16/12/2017				
ARTICOLO TESTATO	UNITA'	STANDARD	MEDIA A ROTOLO			NR TEST	METODO DEI TEST	
			MEDIA	MIN.	MAX			
PESO	g/m ²	75±5.0	73,4			4	EDANA 40.3-90 (25*20 cm ²)	
SPESSORE	mm	0.58±0.05	0.55			4	FZ/T 60004-91 20gf/cm ² ,15.2 cm ²	
RESISTENZA ALLA ROTTURA	MD	KG/50 mm	5.0↑	8,7			4	EDANA 20.2-89 Test velocità: 300 mm/min. Presa/distanza : 100 mm Altezza campione: 50 mm
	CD		3.0↑	7,9			4	
ALLUNGAMENTO ALLA ROTTURA	MD		60↓	35,3			4	
	CD		100↓	65,1			4	
CAPACITA' DI ASSORBIMENTO		%	400↑	619			4	ISO 9073-6:2000
VELOCITA' DI ASSORBIMENTO		cm 30/s	3.0↑	4,9			4	STANDARD INDUSTRIALI

*Il prodotto Bacty contiene direttamente nelle fibre di origine un binder (collante) antibatterico **liquido** brevettato (nella misura del 10% circa), a base di colla e ioni d'argento CAS NR. 14701-21-4 **non classificato come CAS/SOSTANZA pericolosa; la percentuale di ioni d'argento contenuti all'interno del binder è di circa l' 1,02%; non si tratta perciò di argento puro in forma solida o sotto forma di filamento.** Lo ione d'argento (SIMBOLO CHIMICO Ag⁺) è una molecola CATIONE e costituisce un antibatterico / disinfettante che possiede una azione germicida ad ampio spettro: è efficace contro più di 600 diversi tipi di batteri, parassiti, funghi e virus, senza essere tossico ed avere effetti collaterali: è ampiamente utilizzato nelle aziende farmaceutiche, ma anche nel settore alimentare .

Il binder antibatterico essendo allo stato liquido viene spruzzato direttamente nelle fibre delle materie prime durante la fase di lavorazione. Il test di screening globale SVHC effettuati sul prodotto ha rilevato effettivamente valori percentuali ben inferiori ai limiti definiti dalle normative, oltre all'assenza di qualsiasi altra sostanza considerata pericolosa sino agli ultimi aggiornamenti della Candidate List. I test ed il certificato di idoneità al contatto alimentare confermano in effetti tali dati (test di migrazione REG. 1935/ 2004 e EU 10/2011). Il prodotto è idoneo al contatto con alimenti secchi, umidi e grassi.

Wirfly S.r.l. Via E. Fermi, 3 - 36045 Alonte (VI), Italia **P.IVA/C.F.** 03047820240
Phone +39 0444.729227 **E-mail** info@wirfly.com **E-Commerce** wirfly.com

Le informazioni ivi contenute, sono destinate a Personale qualificato all'igiene professionale e si basano sulle nostre conoscenze attuali. Il prodotto deve essere usato per le funzioni specifiche riportate, non si risponde, in alcun modo, a conseguenze derivanti da uso improprio o non conforme alle indicazioni riportate nell'etichetta.